

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd45Rb Для Проточной Цитометрии - P08575-9

Артикул: CM0009555

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD45RB (изоформа 7 РТПRC), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований общего антигена лейкоцитов и профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого CD45RB
Примечания/Псевдонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-9
Доставка	Сумка-холодоэлемент