

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd45Rb, Конъюгированная Фокоэритрином (Pe), Для Проточной Цитометрии - P08575-9

Артикул: CM0010888

введение

Конъюгированная PE кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD45RB (изоформа 7 PTPRC, SWISS: P08575-9), предназначена для проточной цитометрии. Иммуноген рекомбинантный (aa 26-463), перекрестно реагирует с человеком. ~136 кДа. Подходит для исследования лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья антитело к человеческому CD45RB, моноклональная
Примечания/Альясы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид реактивности	Человек
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-463 человеческого CD45RB (XP_006711537.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-9
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	С ледяным пакетом