

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd46 Для Проточной Цитометрии - P15529

Артикул: CM0009422



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD46 (MCP). Валидировано для проточной цитометрии, это антитело распознает человеческий CD46, ключевой регулятор комплемента и рецептор патогенов. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD46
Примечания/Альтернативные названия	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Вид	Человек
GeneID (человек)	4179
GeneID	4179
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-328 человеческого CD46 (NP_002380.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15529
Молекулярная масса белка	37-44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом