

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd46 Для Fc - P15529

Артикул: CM0011838



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD46 (MCP). Валидировано для проточной цитометрии; распознает мембранный белок 37-44 кДа. Подходит для исследований комплемента, изучения вирусного проникновения и анализа иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD46
Примечания/Альтернативные названия	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4179
ID гена	4179
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-328 человеческого CD46 (NP_002380.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15529
Молекулярная масса белка	37-44 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом