

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd46 Для Проточной Цитометрии — P15529

Артикул: CM0011716



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD46 (MCP). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований регуляции комплемента, костимуляции Т-клеток и взаимодействия патоген-хозяин.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD46, mAb
Примечания/синонимы	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4179
Идентификатор гена	4179
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–328 человеческого CD46 (NP_002380.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15529
Молекулярная масса белка	37–44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом