

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd47 Для Проточной Цитометрии - Q08722

Артикул: CM0011656



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD47, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для разработки иммунологических и IVD-анализов; перекрестно реагирует с человеческим белком. Из портфолио сырьевых материалов CamelBio. (SWISS: Q08722)

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD47
Примечания/Альтернативные названия	CD47; IAP; MER6; OA3; молекула CD47
Вид	Человек
GeneID	961
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-139 человеческого CD47 (NP_001768.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08722
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом