

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd47 Для Пц — Q08722

Артикул: CM0004261



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD47 (IAP/OA3), для проточной цитометрии. Участвует в клеточной адгезии, иммунной регуляции и передаче сигналов; подходит для исследовательских и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому CD47
Примечания/псевдонимы	CD47; IAP; MER6; OA3; молекула CD47
Вид	Человек
ID гена	961
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-139 человеческого CD47 (NP_001768.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08722
Молекулярная масса белка	31кДа/33кДа/35кДа
Доставка	Ледяной пакет