

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd47 Для Проточной Цитометрии — Q08722

Артикул: CM0008498



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому CD47, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Специфично к человеческому CD47 (SWISS: Q08722). Подходит для изучения роли CD47 в иммунной регуляции, биологии рака и функционировании сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к человеческому CD47
Примечания/синонимы	CD47; IAP; MER6; OA3; молекула CD47
Вид	Человек
GeneID (человек)	961
GeneID	961
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–139 человеческого CD47 (NP_001768.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q08722
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом