

Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К CD48 Для Fc — P09326

Артикул: CM0010408



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CD48 человека, конъюгированное с . Валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). CD48 — это иммунный регулятор, заякоренный GPI, участвующий в активации Т-клеток и NK-клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD48
Примечания/синонимы	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Вид	Человек
GeneID (человек)	962
GeneID	962
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–220 CD48 человека (NP_001769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09326
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом