

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd48 Человека Для Fc — P09326

Артикул: CM0008994



### введение

Это конъюгированное с кроличье моноклональное антитело распознаёт CD48 человека (BCM1, BLAST, SLAMF2) — широко экспрессируемый на гемопоэтических клетках гликопротеин, закреплённый посредством GPI-якоря. Подходит для применения в проточной цитометрии (FC). Иммуноген: рекомбинантный слитый белок (а. к. 27–220). Идеально подходит для исследований передачи сигналов в Т-клетках и активации иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличье анти-CD48 человека мАб                                                                                              |
| Примечания/синонимы       | BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 962                                                                                                                          |
| GeneID                    | 962                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–220 CD48 человека (NP_001769.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | FC                                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                      |
| SWISS                     | P09326                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 19 кДа/28 кДа                                                                                                                |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                               |