

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd48 Для Проточной Цитометрии - P09326

Артикул: CM0005517



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD48 (SLAMF2). Валидировано для проточной цитометрии (FC), этот реагент обеспечивает надежное обнаружение CD48 на гематопозитических клетках для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD48
Примечания/Альтернативные названия	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Вид	Человек
GeneID (Человек)	962
GeneID	962
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-220 человеческого CD48 (NP_001769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09326
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом