


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd5 - P06127

Артикул: CM0012495



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD5 для проточной цитометрии (FC). Специфичны к человеческому CD5 (SWISS: P06127), поверхностному гликопротеину Т-клеток, участвующему в иммунной регуляции. Идеальны для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD5
Примечания/Псевдоним	T1; LEU1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	921
GeneID	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 человеческого CD5 (NP_055022.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	В ледяном пакете