


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd50 (Icam-3) Для Проточной Цитометрии - P32942

Артикул: CM0010990



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому CD50/ICAM-3, оптимизированное для проточной цитометрии, идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов и взаимодействий дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD50 (ICAM-3)
Примечания/алиасы	CD50; CDW50; ICAM-R
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3385
ID гена	3385
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-114 фрагмента человеческого CD50 (ICAM-3) (NP_002153.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32942
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом