

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd51 Для Проточной Цитометрии — P06756

Артикул: CM0012280



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD51 (интегрин альфа-V, P06756). Валидировано для проточной цитометрии (внутриклеточной). Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, передачи сигналов интегринов и механизмов вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD51
Примечания/алиасы	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Вид	Человек
GeneID (человек)	3685
GeneID	3685
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 949–1048 человеческого CD51 (NP_002201.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P06756
Молекулярная масса белка	116 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом