


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd52, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P31358

Артикул: CM0012434



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против человеческого CD52, конъюгированное с флуорофором , предназначенное для проточной цитометрии. Специфично к человеческому CD52 (SWISS P31358), валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD52, меченное
Примечания/альтернативные названия	HE5; CDW52; EDDM5
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1043
ID гена	1043
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-61 человеческого белка CD52 (NP_001794.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31358
Молекулярная масса белка	7 кДа
Условия доставки	С ледяным пакетом