

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd52 Для Проточной Цитометрии - P31358

Артикул: CM0009301



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD52 (антиген CAMPATH-1, HE5). Валидировано для проточной цитометрии, специфично к человеку. Swiss-Prot: P31358, гликопротеин ~7 кДа с GPI-якорем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD52 mAb
Примечания/Альтернативные названия	HE5; CDW52; EDDM5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1043
GeneID	1043
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-61 человеческого CD52 (NP_001794.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31358
Молекулярная масса белка	7 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом