


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd55 Для Fc — P08174

Артикул: CM0008685



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD55 (DAF), валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт регулирующий комплемент белок, якоренный GPI; идеально подходит для исследований путей комплемента, проникновения вирусов и иммунного уклонения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ против человеческого CD55
Примечания/синонимы	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Вид	Человек
GeneID (человек)	1604
GeneID	1604
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–353 человеческого CD55 (NP_000565.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом