


Rabbit Anti-Human Cd55 Monoclonal Antibody For Fc - P08174

Артикул: CM0004517



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с и направленное против человеческого CD55, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения регуляции комплемента, врожденного иммунитета и вирусного проникновения. Взаимодействует с образцами человека и обнаруживает множество изоформ CD55.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD55 mAb
Примечания/Псевдоним	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1604
ID гена	1604
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-353 человеческого CD55 (NP_000565.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярный вес белка	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Доставка	Ледяной пакет