


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd55 Для Проточной Цитометрии - P08174

Артикул: CM0008629



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD55 (DAF), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований каскада комплемента и взаимодействий хозяин-патоген. – P08174

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD55
Примечания/Алиасы	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; молекула CD55
Вид	Человек
ID гена (человек)	1604
ID гена	1604
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 35-353 человеческого CD55 (NP_000565.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	39кДа/41кДа/48кДа/56кДа/59кДа
Доставка	Айс-пак