

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd56/Ncam1 Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0005902



введение

мАТ кролика против человеческого CD56/NCAM1 для проточной цитометрии (FC). Распознает человеческий CD56 (NCAM1), молекулу клеточной адгезии с молекулярной массой 95 кДа, участвующую в взаимодействии нейрон-нейрон и проникновении вируса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	мАТ кролика против человеческого CD56/NCAM1
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
ID гена	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	95 кДа
Доставка	Сумка со льдом