

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd56/Ncam1 Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0004450

введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD56/NCAM1, валидированные для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на аминокислоты 20-413. Реагирует с человеческим белком. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии нейронов и взаимодействий вирус-хозяин.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб против человеческого CD56/NCAM1
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	95 кДа
Доставка	В ледяном пакете