


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd58 Человека (Lfa-3) Для Проточной Цитометрии — P19256

Артикул: CM0008484



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на CD58 человека (LFA-3) и валидированное для проточной цитометрии. Изучайте взаимодействия Т-клеток и иммунный синапс с помощью этого высокоспецифичного реагента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD58 человека
Примечания/синонимы	CD58; LFA-3; LFA3; ag3; молекула CD58
Вид	Человек
Идентификатор гена	965
Иммуноген	Рекомбинантный белок(Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-215 CD58 человека (NP_001770.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P19256
Молекулярная масса белка	26 кДа/27 кДа/28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом