


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd58 Для Проточной Цитометрии - P19256

Артикул: CM0011454



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD58 (LFA-3, ag3), валидированное для проточной цитометрии на человеческих образцах. Определяет лимфоцитарный функционально-ассоциированный антиген 3 (28 кДа), лиганд CD2, критически важный для взаимодействий Т-клеток. Идеально для изучения иммунных синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD58 человека
Примечания/Альтернативные названия	ag3; LFA3; LFA-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	965
GeneID	965
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-215 человеческого CD58 (NP_001770.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19256
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В термопакете со льдом