


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd58 Для Проточной Цитометрии - P19256

Артикул: CM0005123



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD58 (LFA-3). Валидированы для проточной цитометрии, идеально подходят для изучения адгезии Т-клеток, динамики иммунологического синапса и взаимодействия лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD58 мАт
Примечания/Псевдонимы	ag3; LFA3; LFA-3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	965
ID гена	965
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-215 человеческого CD58 (NP_001770.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19256
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	С ледяным пакетом