


## Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Human Cd59 Для Проточной Цитометрии - P13987

Артикул: CM0010662



### введение

Моноклональное антитело Rabbit anti-Human CD59, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на CD59, мощный ингибитор MAC, защищающий клетки от лизиса комплементом. Идеально для исследований в иммунологии и изучения системы комплемента.

[Узнать больше](#)

| Параметр                             | Значение                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                    | Моноклональное антитело Rabbit anti-Human CD59 (mAb)                                                                                                    |
| Примечания / Альтернативные названия | 1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20                                  |
| Вид                                  | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (человек)                     | 966                                                                                                                                                     |
| GeneID                               | 966                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                            | Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн1-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-101 человеческого CD59 (NP_000602.1) |
| Источник                             | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                            | Моноклональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                           | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность            | Человек                                                                                                                                                 |
| SWISS                                | P13987                                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка             | 14 кДа                                                                                                                                                  |
| Условия доставки                     | В пакете со льдом                                                                                                                                       |