


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd59 Для Проточной Цитометрии - P13987

Артикул: CM0011638



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD59 (протектина). Рекомбинантная иммунизация гарантирует воспроизводимость от партии к партии. Валидированы для проточной цитометрии. Подходят для исследований системы комплемента и разработки in vitro диагностических тестов. Перекрестная реактивность с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD59 мАт
Примечания/Псевдонимы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	966
GeneID	966
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-101 человеческого CD59 (NP_000602.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом