


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd59 Для Проточной Цитометрии - P13987

Артикул: CM0008666



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD59 (протектина), для проточной цитометрии. Обнаруживают GPI-якорный белок массой ~14 кДа; подходят для исследований системы комплемента и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Human CD59 mAb
Примечания/Псевдонимы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
Вид	Человек
GeneID (Человек)	966
GeneID	966
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом