

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого CD6 Для Проточной Цитометрии - P30203

Артикул: CM0010733



### введение

Моноклональные антитела Rabbit anti-Human CD6 специфически обнаруживают человеческий CD6/TP120 в проточной цитометрии. Полезны для изучения активации Т-клеток, формирования иммунологического синапса и воспалительных реакций; покрывают изоформы от 58 до 71 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Rabbit anti-Human CD6 mAb                                                                                                         |
| Примечания/Псевдоним      | CD6; TP120; молекула CD6                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)         | 923                                                                                                                               |
| ID гена                   | 923                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-364 человеческого CD6 (NP_006716.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | FC                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                           |
| SWISS                     | P30203                                                                                                                            |
| Молекулярный вес белка    | 58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa                                                                                               |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                     |