


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd6 Для Проточной Цитометрии - P30203

Артикул: CM0005727



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD6 для проточной цитометрии. Нацелено на антиген дифференцировки Т-клеток CD6, участвующий в активации Т-клеток и распознавании бактериальных паттернов. Подходит для применения в проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD6
Примечания/Альтернативные названия	CD6; TP120; CD6 molecule
Вид	Человек
ID гена (Человек)	923
ID гена	923
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-364 человеческого CD6 (NP_006716.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30203
Молекулярная масса белка	58кДа/60кДа/63кДа/64кДа/68кДа/71кДа
Условия доставки	В пакете со льдом