


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd6 Для Проточной Цитометрии (Fc) — P30203

Артикул: CM0011008



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD6 (T12/TP120). Подходит для проточной цитометрии (FC); это антитело распознаёт внеклеточный домен CD6 — белка адгезии Т-клеток и регуляции иммунного ответа. Перекрёстно реагирует с человеческим CD6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD6, МАТ
Примечания/синонимы	CD6; TP120; молекула CD6
Вид	Человек
GeneID (человек)	923
GeneID	923
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-364 человеческого CD6 (NP_006716.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P30203
Молекулярная масса белка	58 кДа/60 кДа/63 кДа/64 кДа/68 кДа/71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом