

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd61, Меченное , Для Проточной Цитометрии — P05106

Артикул: CM0009246



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD61 (интегрин бета-3, GPIIIa), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения функции тромбоцитов, клеточной адгезии и сигнальных путей интегринов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD61, меченное
Примечания/алиасы	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	3690
ID гена	3690
Иммуноген	Рекомбинантный белок/рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-718 человеческого CD61 (NP_000203.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05106
Доставка	Сумка-холодильник с холодом