

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd61 Для Проточной Цитометрии - P05106

Артикул: CM0012101



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD61 (Интегрин бета-3, GPIIb/IIIa). Валидировано для проточной цитометрии, идеально для исследований биологии тромбоцитов, клеточной адгезии и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD61 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3690
ID гена	3690
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-718 человеческого CD61 (NP_000203.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05106
Условия доставки	В пакете со льдом