

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd61 Для Проточной Цитометрии - P05106

Артикул: CM0008331



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD61 (Интегрин бета-3/GPIIa) для проточной цитометрии. Валидировано для FC, позволяет изучать агрегацию тромбоцитов, интегриновую сигнализацию и клеточную адгезию. Подходит для работы с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD61
Примечания/Альтернативные названия	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3690
GeneID	3690
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-718 человеческого CD61 (NP_000203.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05106
Условия доставки	В сумке со льдом