


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd62E/E-Selectin Для Проточной Цитометрии - P16581

Артикул: CM0008360



введение

Моноклональные антитела кролика, конъюгированные с , направленные против человеческого Е-селектина (CD62E). Валидированы для проточной цитометрии, специфически реагируют с человеческим антигеном. Иммуноген: рекомбинантный белок, покрывающий аминокислоты 22-230. Идеально подходят для изучения адгезии лейкоцитов и биологии эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональные антитела кролика против человеческого CD62E/E-Selectin
Примечания/Псевдонимы	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-селектин
Вид	Человек
ID гена	6401 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-230 человеческого CD62E/E-Selectin (NP_000441.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16581
Молекулярный вес белка	66 кДа
Доставка	Сумка-холодильник