

Моноклональное Антитело — Кроличье Антитело Против Человеческого Cd62E/E-Селектина Для Проточной Цитометрии — P16581

Артикул: CM0010470



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD62E/E-селектина для проточной цитометрии. Распознаёт внеклеточный домен человеческого E-селектина (а. к. 22–230). Идеально подходит для исследований иммунной адгезии и эндотелия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело против человеческого CD62E/E-селектина, мАб
Примечания/синонимы	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
Вид	Человек
GeneID (человек)	6401
GeneID	6401
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–230 человеческого CD62E/E-селектина (NP_000441.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16581
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом