


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd62E/E-Селектина, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии - P16581

Артикул: CM0004354



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого Е-селектина (CD62E), конъюгированное . Разработано для проточной цитометрии, валидировано на образцах человека. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD62E/E-селектина, конъюгированное
Примечания/Алиасы	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-селектин
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	6401
ID гена	6401
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-230 человеческого CD62E/E-селектина (NP_000441.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16581
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка