


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd62L/L-Selectin Для Проточной Цитометрии - P14151

Артикул: CM0010801



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD62L/L-Selectin, для проточной цитометрии. Валидированы для перекрестной реактивности с человеком, подходят для изучения гоминга лимфоцитов, катения лейкоцитов и клеточной адгезии в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные антитела кролика против человеческого CD62L/L-Selectin
Примечания/Псевдонимы	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6402
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-332 человеческого CD62L/L-Selectin (NP_000646.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14151
Молекулярный вес белка	42кДа/43кДа
Доставка	В ледяном пакете