

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd62P/P-Селектина Для Проточной Цитометрии - P16109

Артикул: CM0012489



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого Р-селектина (CD62P), для проточной цитометрии. Валидированы для образцов человека, обеспечивают специфическое обнаружение активированных тромбоцитов и эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого CD62P/P-селектина
Примечания/Псевдоним	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6403
GeneID	6403
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-771 человеческого CD62P/P-селектина (NP_002996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16109
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	В ледяном пакете