


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd63 Человека Для Проточной Цитометрии - P08962

Артикул: CM0010545



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против CD63 человека (SWISS P08962), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований сигнализации, опосредованной тетраспанинами, лизосомального транспорта и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD63 человека
Примечания/Синонимы	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Вид	Человек
GeneID (человек)	967
GeneID	967
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-238 CD63 человека (NP_001771.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08962
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В пакете со льдом