

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd66A/Ceacam1 Для Проточной Цитометрии — P13688

Артикул: CM0009670



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD66a/CEACAM1. Идеально подходит для проточно-цитометрического анализа клеточноадгезивной молекулы массой 58 кДа, участвующей в иммунной регуляции, ангиогенезе и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD66a/CEACAM1
Примечания/синонимы	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; карциноэмбриональный антиген-связанная клеточноадгезивная молекула 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	634
ID гена	634
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 35 по 428 человеческого CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13688
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	С ледяным пакетом