


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd66A/Ceacam1 Для Проточной Цитометрии - P13688

Артикул: CM0005055



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CEACAM1 для проточной цитометрии. Распознает человеческий CEACAM1 (SWISS: P13688) — иммунную контрольную точку, молекулу адгезии, член семейства CEA. Подходит для анализа Т-клеток, NK-клеток и эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD66a/CEACAM1
Примечания/Альтернативные названия	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	634
GeneID	634
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-428 человеческого CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13688
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом