


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd66A/Ceacam1 Для Fc - P13688

Артикул: CM0004499



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против человеческого CD66a/CEACAM1. Валидировано для проточной цитометрии (FC), реагирует с человеческим белком. Иммуноген - рекомбинантный белок, мишень 58 кДа. Идеально для исследований иммунной регуляции, ангиогенеза и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD66a/CEACAM1
Примечания/Альтернативные названия	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; карциноэмбриональный антиген-родственная молекула клеточной адгезии 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	634
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-428 человеческого CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13688
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом