

: Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd66b Для Проточной Цитометрии — P31997

Артикул: CM0011004



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD66b (CEACAM8, CD67, CGM6), для проточной цитометрии. Реагирует с образцами человека; подходит для исследований адгезии нейтрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	: кроличье МАТ против человеческого CD66b
Примечания/синонимы	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1088
Идентификатор гена	1088
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–319 человеческого CD66b (NP_001807.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P31997
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент