


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd66b Для Проточной Цитометрии - P31997

Артикул: CM0012177



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD66b (CEACAM8, CD67, CGM6). Подходит для проточной цитометрии. Используется в исследованиях клеточной адгезии, особенно гетерофильных взаимодействий нейтрофилов. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD66b
Примечания/Альтернативные названия	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1088
GeneID	1088
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-319 человеческого CD66b (NP_001807.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31997
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом