

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd66b Для Проточной Цитометрии — P31997

Артикул: CM0011192



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD66b (CEACAM8), для проточной цитометрии. Специфично к человеческому CD66b, экспрессируемому на активированных нейтрофилах. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье античеловеческое моноклональное антитело CD66b
Примечания/псевдонимы	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Вид	Человек
GeneID (человек)	1088
GeneID	1088
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–319 человеческого CD66b (NP_001807.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P31997
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет