

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd68 - P34810

Артикул: CM0005409

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD68 для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфично к человеческому CD68 (GP110, LAMP4). Идеально для исследований макрофагов и диссеминации опухолевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD68 mAb
Примечания/Альтернативные названия	GP110; LAMP4; SCARD1
Вид	Человек
GeneID	968
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-319 человеческого CD68 (NP_001242.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом