

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd68 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P34810

Артикул: CM0008656

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD68 (макрозиалин), для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает трансмембранный гликопротеин 37 кДа на макрофагах и опухолевых клетках. Идеально подходит для иммунопрофилирования и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD68
Примечания/Алиасы	GP110; LAMP4; SCARD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	968
GeneID	968
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-319 человеческого CD68 (NP_001242.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутрикл.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом