

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd68 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточные) - P34810

Артикул: CM0004631

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD68 (макросиалина), валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходят для изучения биологии макрофагов и адгезии опухолевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD68 mAb
Примечания/Псевдонимы	GP110; LAMP4; SCARD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	968
ID гена	968
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-319 человеческого CD68 (NP_001242.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34810
Молекулярный вес белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник