

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd68 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P34810

Артикул: CM0004154

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD68 (макрозиалин), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально для идентификации моноцитов и макрофагов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD68 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	GP110; LAMP4; SCARD1
Вид	Человек
GeneID (Human)	968
GeneID	968
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-319 человеческого CD68 (NP_001242.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом