

Кроличья Антитело Mab Против Человеческого Cd7 - P09564

Артикул: CM0009750

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD7, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток и NK-клеток, продукции цитокинов и профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитело mAb против человеческого CD7
Примечания/Алиасы	GP40, TP41, Tr40, LEU-9
Вид	Человек
ID гена (человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 26-180 человеческого CD7 (NP_006128.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Холодильный пакет